

COLDISEPT

NANO SILVER

Throat spray

EN



INSTRUCTION FOR USE

A medical device in the form of a spray for supportive treatment of the throat inflammation caused by bacterial and viral infections.

COLDISEPT nanoSILVER Throat Spray creates a protective layer on throat mucosa, protecting it against physical, chemical and biological factors.

COLDISEPT nanoSILVER Throat spray helps eliminate constant discomfort through moistening a dried mucosa of the throat, thereby noticeably reducing the symptoms of inflammation such as pain and burning. The product creates a layer of gel which protects the mucous membranes of the mouth and the throat from bacteria and viruses.

The aqueous solution of sodium, potassium, calcium and magnesium mineral salts contained in the product cleanses the throat, reduces the swelling of the throat and nasal mucosa and supports the regeneration of irritated mucous membranes.

The product contains silver nanoparticles that limit the growth of bacteria. Peppermint oil helps clear the nasal passages, relieves cough and improves breathing comfort.

COMPOSITION

Purified water, nanocolloid silver, *Chondrus crispus* (carrageenan) extract, sorbitol, glycerin, mineral salts (potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, sodium chloride, calcium chloride hexahydrate, magnesium chloride hexahydrate), peppermint oil, sodium benzoate, citric acid.

INDICATIONS

COLDISEPT nanoSILVER Throat spray effectively supports the treatment of:

- inflammation of the mucous membranes of the mouth and the throat;
- inflammation of tonsils;
- condition after removal of tonsils.

SIDE EFFECTS

Side effects of COLDISEPT nanoSILVER Throat Spray are not known, however, in particularly sensitive persons, allergic symptoms cannot be excluded. If an allergic reaction occurs, stop using the product.

ADDITIONAL INFORMATION AND PRECAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients.

Do not use the product if you are allergic to metallic silver.

Prevent accidental contact with the eyes.

Stop using the product in case of any alarming symptoms.

Do not use after the expiry date!

Pregnant women and children under 6 years of age may use the product only under medical supervision.

The product can be used over long periods of time without the risk of addiction, side effects or complications.

USAGE AND DOSAGE

Use the product 3-4 times a day, in accordance with individual needs.

Press the dispenser several times before the first use.

Place the applicator as deeply as possible in the mouth and point it towards the throat.

Apply 3-4 doses (applicator pump presses).

STORAGE

Store at a temperature under 25 °C, in a dry place, out of reach of children.

Packaging 20 ml

MEANING OF SYMBOLS:

	Batch number		Consult instruction for use		Manufacturer
	Use-by date		Date of manufacture		Temperature limits

Instruction for use issued on: 01.09.2020



**Manufacturer: ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99C, 21-025 Niemce, Poland**



**Manufactured in the EU for:
Alpen Pharma AG,
Bern, Switzerland**



COLDISEPT

NANO SILVER

Throat spray

VN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÀNH PHẦN:

Nano bạc, chiết xuất lá mã đề, sorbitol, glycerin, muối khoáng, tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

COLDISEPT THROAT SPRAY là thiết bị y tế dưới dạng dung dịch xịt họng hỗ trợ điều trị viêm họng hạt do nhiễm vi khuẩn, virus, giúp loại bỏ cảm giác khó chịu liên tục thông qua việc làm ẩm niêm mạc khô của cổ họng, do đó làm giảm rõ rệt các triệu chứng viêm như đau và rát. Sản phẩm tạo ra một lớp gel bảo vệ niêm mạc miệng và cổ họng khỏi vi khuẩn và vi rút. Trong sản phẩm chứa: muối khoáng natri, kali, canxi và magie có tác dụng làm sạch cổ họng, giảm sưng tấy niêm mạc họng, mũi, hỗ trợ tái tạo niêm mạc bị kích ứng; các hạt nano bạc hạn chế sự phát triển của vi khuẩn; dầu bạc hà giúp thông mũi, giảm ho và cải thiện sự thoải mái khi thở. COLDISEPT THROAT SPRAY được phát triển bằng công nghệ nano và chứa các thành phần nano bạc.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

COLDISEPT THROAT SPRAY xịt họng hỗ trợ điều trị hiệu quả:

- viêm màng nhầy của miệng và cổ họng
- viêm amidan
- tình trạng sau khi cắt bỏ amidan.

CÁCH SỬ DỤNG VÀ LIỀU LƯỢNG:

- Sử dụng sản phẩm 3-4 lần một ngày, tùy theo nhu cầu cá nhân.
- Nhấn bộ phận phối nhiều lần trước lần sử dụng đầu tiên.
- Đặt dụng cụ phân phối vào khoang mũi.
- Xịt 1-2 nhát vào miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bạc kim loại.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Tránh tiếp xúc tình cờ với mắt và miệng.
- Ngừng sử dụng sản phẩm trong trường hợp có bất kỳ triệu chứng đáng báo động nào.
- Trong trường hợp bị nhiễm bẩn, lấy dụng cụ phân phối ra, rửa và luộc hoặc tráng kỹ bằng nước sôi.
- Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát y tế.
- Sản phẩm có thể được sử dụng trong thời gian dài mà không có nguy cơ gây nghiện, tác dụng phụ hoặc biến chứng.

TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA:

Tác dụng phụ chưa được biết đến, tuy nhiên, ở những người đặc biệt nhạy cảm, không thể loại trừ các triệu chứng dị ứng. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C, nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 lọ xịt 20 ml (tương đương 200 nhát xịt).

 Sản xuất bởi: Tên nhà sản xuất:
ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej Địa chỉ: Nasutów 99C,
21-025 Niemce, Ba Lan

 Manufactured
in the EU for:
Alpen Pharma AG,
Bern, Switzerland

